


Kit de DNA/RNA viral

CWBio




Ideal para extração e purificação de DNA/RNA Viral manual simples, rápido e eficiente para extração de ácidos nucleicos em uma diversidade de amostras: swab, soro, plasma, fluido de lavagem broncoalveolar e outros fluidos corporais livres de células.

O sistema tampão exclusivo permite que os ácidos nucleicos no lisado seja eficiente e especificamente ligado à membrana à base de sílica.

O DNA/RNA Viral extraído pode ser aplicado a várias operações convencionais incluindo PCR, PCR em tempo real e entre outros experimentos.

Rápida extração em amostras de SWAB:



DNA/RNA pronto para uso em menos de 15 minutos.

- Remoção de inibidores de PCR
- Alto rendimento DNA/RNA viral



Especificações do kit

Tecnologia: membrana à base de sílica.

Formato: colunas de adsorção (spin).

Apresentação: 50 extrações/caixa.

Armazenamento: temperatura ambiente.

Número de registro na ANVISA : 10355870397. **Valida:** 12 meses.