



SWAB descartável

para coleta de amostras nasofaríngeas.

registro na ANVISA: 10355870385

SWAB (FLOCKED)

ISO 13485:2016 / CE / FDA




* Na haste há um ponto de ruptura que facilita a quebra com segurança para o armazenamento no tubo de coleta.

Swab para coleta de amostras nasofaríngeas.


Apenas para fins de análise e detecção *in vitro*, não destinado à uso terapêutico.

Flocked Swab nasofaríngeo

Haste de plástico e fibra sintética



Na haste há um ponto de ruptura que facilita a quebra com segurança para o armazenamento no tubo de coleta.



SWAB tradicional

SWAB flocked

Swab Flocked: fibras estão dispostas de forma perpendicular, otimizando a coleta e a eluição da amostra nos meios de transporte. O formato flocked garante uma coleta menos invasiva e dolorosa.

Tubo de coleta e meio de transporte: não é fornecido.

Finalidade: coleta de amostras nasofaríngeas para análise e de detecção *in vitro*. Compatível com métodos de biologia molecular (PCR) e entre outros.

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação

Apresentação: 200 unidades por embalagem

Esterilização: Óxido de Etileno



contato@biomedica.com.br
(61) 3363-4422 